

PRODUKTINFORMATION

Daiclear-BLAU

Stand: 2017-01-26

Verdampferreiniger auf alkoholischer Basis

Verschmutzungen der Verdampfer sind überwiegend organischer Natur, vornehmlich Bakterien und/oder Pilze. Neben den davon ausgehenden gesundheitlichen Gefährdungen sind diese Biofilme für die Bildung unangenehmer Gerüche verantwortlich.

Daiclear-BLAU beseitigt zuverlässig die Ursachen von Gerüchen und verbessert so die Raumluftqualität.

Daiclear-BLAU kann als gebrauchsfertige Lösung sowohl für die Grundreinigung als auch die Unterhaltsreinigung eingesetzt werden.

Technische Daten	
Produktname	Daiclear-BLAU
Produktnummer	KRA-101
Reinigerart	Verdampferreiniger auf alkoholischer Basis
Verschmutzungsart	Schlamm/Schleim, Staub, Schimmel, Bakterien
Anwendung	als gebrauchsfertige Lösung
Einsatzmenge	ca. 150 ml je Zwischendeckengerät
Verdünnung (Konzentrat)	1 Teil Konzentrat mit 4 Teilen Wasser
Kontaktzeit	k. A.
Ab-/Nachspülen	nicht erforderlich
Gebindegröße	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Liter Kanister gebrauchsfertige Lösung • 5-Liter Kanister Konzentrat
Verkaufseinheit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 5-Liter Kanister
Besondere Merkmale	chlorfrei, säurefrei, biozidfrei

Hinweise für die Anwendung:

Daiclear-BLAU nur als gebrauchsfertige Lösung anwenden.

System abschalten und spannungsfrei schalten. Die gebrauchsfertige Lösung von Daiclear-BLAU mit dem Profi-Druck-Pump-Zerstäuber oder einem vergleichbaren Niederdruck-Sprühgerät satt auftragen. Dabei die Rohrschlangen bzw. Lamellen von oben nach unten systematisch einsprühen. Ein Abspülen der Einheit ist nach der Anwendung nicht zwingend erforderlich. Vor der Wiederinbetriebnahme alles gut trocknen lassen.

Bei starken Verunreinigungen die Rohrschlangen bzw. Lamellen zuvor von anhaftenden Verunreinigungen befreien und reinigen. Für diese Grundreinigung kann neben Daiclear-BLAU (gebrauchsfertige Lösung) zusätzlich auch Daiclear-GELB eingesetzt werden. Beachten Sie dabei die für diesen Einsatz geltenden Anwenderhinweise.